

CUBIERTA PARA CRISOL NIQUEL 100 ML -H-4922C.100



SKU: H-4922C.100 | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de crisol de níquel planas con depresión en el centro para centrar en los crisoles. Extensión en un lado para el agarre

Cubierta para Crisol níquel 100 ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO