

CUCHARA, ACERO INOXIDABLE, NARIZ PLANA, 9.3 " DE LONGITUD -H-3735



SKU: H-3735 | **Categorías:** Espátulas, cucharas y palas, Herramientas de laboratorio, Humboldt |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz plana, cuchara de acero inoxidable

Volumen del recipiente / Agua (oz / cu. ln.): 6.6 (12.2), Longitud: 5-1 / 2 "(139 mm), Ancho: 3" (76 mm), Profundidad: 1-1 / 2 "(38 mm), Largo total: 9.3 "(236 mm)



INFORMACIÓN ADICIONAL