

## CUCHARA, DE ALUMINIO, PTFE RECUBIERTO, 10 " LONGITUD (# 1) -H-3729TC



SKU: H-3729TC | Categorías: Espátulas, cucharas y palas, Herramientas de laboratorio, Humboldt |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Cubierto de PTFE, Punta redonda n.  $^{\circ}$  1

Nariz: Redonda; Tazón Vol./ Agua (oz / cu. In.): 13.5 (24.4); Longitud: 6.75 "(172 mm); Dimensiones del tazón de fuente Ancho: 4" (102 mm); Profundidad: 2.5 "(64 mm); Longitud total: 10" (254 mm)



## INFORMACIÓN ADICIONAL