


## DISCO DE CALIBRACIÓN PARA 3.0" -HM-1220.30.4



**SKU:** HM-1220.30.4 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Corte directo/residual](#), [Discos de calibración para corte directo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disco de calibración para 3.0" para celdas de consolidación

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO