

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 2 -10 ML: 0,2 ML, CILINDRO DE VIDRIO



SKU: PG-101 08038 | **Categorías:** <u>Manejo de Liquidos</u> | **Etiquetas:** <u>BASIC</u>, <u>cilindro</u>, <u>Dispensador</u>, <u>FORTUNA</u>, <u>OPTIFIX</u>, <u>vidrio</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 2 -10 ML: 0,2 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Dispensador FORTUNA Nombre del producto: OPTIFIX BÁSICO

Volumen y graduación/tamaño: 2-10 ml: 0,2 ml.

Pistón dosificador: pistón con revestimiento duro de PTFE.

certificado según a: DE-M Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: ácidos, bases, líquidos acuosos.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C. Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Sistema de válvula: Sistema de válvula sin resorte metálico

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coeficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

Source link

Liquid Handling



INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling