

## DISPOSITIVO DE MUESTREO PARA CEMENTO A GRANEL



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Muestreo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

Dispositivo de muestreo para cemento a granel

[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del producto:

- EN 196-7, ASTM C183
- Con asas
- Hecho de latón
- Con canal de vaciado.
- Volumen interior del tubo: 3 litros.
- Oscuro. 40 mm de diámetro, 1500 mm de longitud.
- Peso: 6 kg.

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO