

ECO-260 LAB/BC | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: ECO-260 LAB/BC | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

	No. de pistones	1
Tasa de flujo		26 LPM
Vacío máximo		685 mmHg/27" Hg
Presión máxima		5 bar/ 71 psi
RPM		3400
Corriente		1,5 amp-127v/0,7 amp-220v
Potencia del motor		135W
Peso		2,9 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (170x195x205)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltaje
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional
<ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento AC / 60Hz a nivel del mar 		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO