

## ECO - 780 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



• Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** ECO - 780 LAB | **Categorías:** Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **Características Técnicas**

Nº de pistones 2

Tasa de flujo 78 LPM

Vacío máximo 648 mmHg/25,5" Hg

RPM 3450

Fuerza de motor 100W - Protección térmica

Peso 5,05Kg

Dimensiones máximas en mm CxLxA (275x196x198)

Variaciones eléctricas 220v/50Hz

220v/60Hz 127v/60Hz

IP-20

Alta resistencia química Opcional



## INFORMACIÓN ADICIONAL