

## ELECTRODO DE PH - SERIE 58



- El electrodo de pH de la serie 58 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un rendimiento excelente para muchas aplicaciones de agua. Con su referencia de tipo funda recargable, el usuario puede controlar cuándo y cómo se descarga o actualiza la referencia.
- **Características:**
- Estructura de epoxi con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Protector extraíble para protección del sensor.
- La referencia recargable y desechable solo está disponible como unión doble
- Unión tipo manguito para un mejor control y rendimiento
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas y de uso general

**SKU:** BellElePHSer-58 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [pH](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO