

## ELECTRODO ORP - SERIE 11



- El electrodo ORP de la serie 11 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento asequible y de bajo mantenimiento para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- Estructura de vidrio con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- Referencia sellada rellena de gel disponible como unión simple o doble
- Unión cerámica anular para un gran rendimiento
- Adecuado para todas las aplicaciones de uso general.

**SKU:** BellEleORPSer-11 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [ORP](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO