

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE BROMURO (ISE) SERIES-03



- El electrodo selectivo de iones de bromuro (ISE) de la serie 03 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento de análisis de bromuro recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
- Tipo de sensor: estado sólido
- Rango: 0,2-79,900 ppm
- Rango de pH de la muestra: 4-10
- Pendiente:  $57 \pm 3$  mV / década
- Interferencias: I-, Cl-, S<sub>2</sub>-, CN-, NH<sub>3</sub>

**SKU:** BellEleSellonBro-03 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Referencia rellenable y desechable con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- La referencia de doble unión desechable le da al analista un mayor control de la unión y la tasa de fuga de electrolitos. ¡Simplemente, presione la tapa y la unión se enjuaga / refresca!
- Sensor de estado sólido fijo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO