

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CALCIO (ISE) SERIES-12



- El electrodo selectivo de iones de calcio (ISE) de la serie 12 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un excelente rendimiento y longevidad en muchas aplicaciones de agua como bebidas, leche, acuarios y evaluaciones de dureza del agua.
- **Especificaciones**
 - Rango: 0.02-40,100 ppm
 - Rango de pH de la muestra: 2-8
 - Pendiente: 26 ± 2 mV / década
 - Interferencias: Pb^{2+} , Hg^{2+} , Si^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , NH_3 , Na^{+} , Li^{+} , Tris^{+} , K^{+} , Ba^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+}

SKU: BellEleSellonCal-12 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Referencia recargable, módulos de sensor reemplazables y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Los módulos de sensor reemplazables (tipo de sensor de matriz de PVC) le permiten reemplazar periódicamente el sensor, en lugar de todo el electrodo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO