

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CALCIO (ISE) SERIES-43



- El electrodo selectivo de iones de calcio (ISE) de la serie 43 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de análisis de calcio asequible y de bajo mantenimiento para muchas aplicaciones de agua como bebidas, leche, acuarios y evaluaciones de dureza del agua.

- **Especificaciones:**

- Rango: 0.02-40,100 ppm
- Rango de pH de la muestra: 2-8
- Pendiente: 26 ± 2 mV / década
- Interferencias: Pb^{2+} , Hg^{2+} , Si^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , NH_3 , Na^{+} , Li^{+} , Tris^{+} , K^{+} , Ba^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+}

SKU: BellEleSellonCal-43 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura de plástico ABS con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- Referencia de unión doble sellada y rellena de gel
- Membrana de sensor fija (tipo matriz de PVC)
- Adecuado para todas las aplicaciones de uso general.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO