

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CLORURO (ISE) SERIES-44



- El electrodo selectivo de iones de cloruro (ISE) de la serie 44 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de análisis de cloruro recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
- Rango: 1.8-35.500 ppm
- Rango de pH de la muestra: 2-12
- Pendiente: 56 ± 3 mV / década
- Interferencias: CN⁻, Br⁻, I⁻, OH⁻, S²⁻ debe estar ausente, NH₃

SKU: BellEleSellonClo-44 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Recargable y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud.
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Sensor de estado sólido fijo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

COTECNO

COTECNO