

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE POTASIO (ISE) SERIES-12



- El electrodo selectivo de iones de potasio (ISE) de la serie 12 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un excelente rendimiento y longevidad en muchas aplicaciones de agua, como aguas residuales, aplicaciones agrícolas y alimentos / bebidas.

- **Especificaciones:**

- Tipo de sensor: membrana de PVC
- Rango: 0.04-39,000 ppm
- Rango de pH de la muestra: 2-12
- Pendiente: 56 ± 3 mV / década
- Interferencias: Cs +, NH₄ +, Tl +, H +, Ag +, Tris +, Li +, Na +

SKU: BellEleSellonPot-12 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Referencia recargable, módulos de sensor reemplazables y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Los módulos de sensor reemplazables (tipo de sensor de matriz de PVC) le permiten reemplazar periódicamente el sensor, en lugar de todo el electrodo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO