


ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-ELECHORIZ-600



- El abundante tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y la sustitución de piezas.
- Con la regla fluorescente en la bandeja, se puede observar directamente en el ultravioleta.
- Con una fundición de gel especial, que evita las fugas de gel, el funcionamiento es sencillo y cómodo.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido de la cubeta se volatilice y evita fugas de electricidad.
- Apagado automático al retirar la tapa.

SKU: B-01-29-0204-0900 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho x largo)	Volumen de la muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H)	peso neto
Bell-ElecHoriz-600	B-01-29-0204-0900	130*130mm;78*100mm;48*75mm	3,5,10,15,13,26	~600ml	305*152*80 (mm)	1,7 (kg)

COTECNO