

ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-ELECHORIZ-900



SKU: B-01-29-0204-1000 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Código SKU | Tamaño del gel (ancho x largo) | Volumen de la muestra | Volumen de búfer | Dimensión (L*W*H) | peso neto |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bell-ElecHoriz-900 | B-01-29-0204-1000 | 140*140mm; 140*70mm; 70*70mm | 1,2,3,6,14,8,17,13,29 | ~900ml | 390*187*63 (mm) | 2,0 (kilogramos) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO