

EMBUDO, 70 MM, ÁNGULO 60°



SKU: PG-8 31011400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ángulo](#), [Embudo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EMBUDO, 70 MM, ÁNGULO 60°

Descripción: Embudo

Volumen y graduación: 70 mm.

Característica: ángulo de 60°

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 70

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO