

EMBUDO BUCHNER, PORCELANA, CAPACIDAD 4800ML, TAMAÑO DE PAPEL 240 MM



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Detalles" tab_id="1574020700684-33c058c3-e864"][vc_column_text]

Embudo Buchner, Porcelana, Capacidad 4800ML, Tamaño de papel 240 mm

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1574020700762-e934b27c-46d3"][vc_wp_text]

Aplicaciones de portafiltros de extracción botánica

- Filtración en frío para eliminar lípidos o ceras.
- Aclaración o eliminación de restos vegetales.
- Eliminación de bacterias mediante filtros de membrana de 0,2 micras (solo soportes de vidrio de 90 mm)
- Procesamiento por lotes con múltiples
- Lavado de etanol

Especificaciones del soporte del filtro de extracción botánica

Tipo de soporte de filtro	90 mm
Vidrio con Frita de Vidrio	KG 90
Vidrio con soporte SS	KGS 90
Vidrio con soporte de PTFE	-

Especificaciones de filtro

Membrana Dia.	90 mm
Área de filtración	43,2 cm 2

Especificaciones de filtro

Tamaño de prefiltro

70 mm

Actuación del titular 1

	Apoyo	Embudo	Tapón 2
KG 90	Vidrio sinterizado	1,2 kg (2,82 libras)	# 8 tapón
KGS 90	Pantalla SS	1,2 kg (2,82 libras)	# 8 tapón

*** Notas:**

1 Alimentación: vidrio de borosilicato; Tapón: caucho de silicona; Abrazadera: el tapón de aluminio anodizado
2 # 8 (# 8B) se adapta a matraz de 1 L o colector estándar

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: 1510029 | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **SKU:** 1510029
- **Área de filtro:** 240 mm
- **Apoyo:** Porcelana
- **Tamaño del embudo:** 4800 ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO