

## ENSANCHADOR DE MEMBRANA 6.0 " (150MM) -HM-4181.60



**SKU:** HM-4181.60 | **Categorías:** [Ensanchador de membrana](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Método simple y efectivo de revestimiento (envolvente) de la muestra con membrana de látex sin arrugar o dañar la manga.

COTECNO

COTECNO