

EQUIPO DE PRUEBA DE FATIGA DE ELEVACIÓN DE MANIJA DE EQUIPAJE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Este equipo es para la prueba de vida del asa de equipaje. Esto se reconoce después de que los elementos del engranaje de la pila de prueba manejan la tenacidad uno de los marcadores de valor, control de CC, la información del elemento puede utilizarse como criterio de referencia.

Uso:

Es para la prueba de vida del asa del equipaje. Se detecta después de que la carga de prueba de los productos de equipaje maneje la durabilidad, uno de los indicadores de calidad, control de control de calidad, datos del producto se pueden usar como criterios de referencia.

Especificaciones:



SKU: BELLH-EQUPRU-FE01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de equipaje](#) |

COTECNO