

ESCUDO DE DESTILACIÓN- H-1940



SKU: H-1940 | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Repuestos y accesorios</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Usar con H-1880. Cilindro de acero inoxidable con extremo abierto con revestimiento de cerámica de .125" y cubierta de dos partes Para usar con un matraz de 500 ml. Solamente para destilación de llama.

El Escudo de destilación admite las siguientes normas: ASTM D402, AASHTO T78

• Normas

ASTM D402 AASHTO T78



INFORMACIÓN ADICIONAL