


## ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DENTAL CLASE B 50KG BELL-ESTAUTDENT-12L



Los autoclaves dentales esterilizadores de clase B están diseñados para cumplir las normas europeas EN 13060 más estrictas. Su clínica dental o consulta privada puede disfrutar de los más altos estándares de esterilización aumentando la seguridad de sus pacientes y ganándose su confianza.

**SKU:** B-01-29-0307-0101 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-EstAutDent-12L	Bell-EstAutDent-18L
Código SKU	B-01-29-0307-0101	B-01-29-0307-0102
Cámara interior (Dia*D)	φ200*360 MM	φ250*350 MM
Tamaño exterior	56*45*41 CM	56*45*41 CM
Potencia de calentamiento		1800W
Entrada		220V50Hz
Clase de seguridad		I
Tanque de almacenamiento		2L
Dimensiones exteriores		58*44*40 CM
Tamaño del embalaje		67*50*45 CM
Peso	41/50KG	44/52KG

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO