

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN CILÍNDRICO HORIZONTAL 150L-150C



Curso de esterilización esterilización automática controlada, fácil de operar.

Con función de secado, secado de vendaje adecuado.

Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

SKU: B-01-29-0200-0200 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal 150L-150C

1. Curso de esterilización automática controlada, fácil de operar.
2. Con función de secado, secado de vendaje adecuado.
3. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
4. El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027MPa. No se puede encender si la puerta no cierra bien.
5. El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua.
6. La energía se cortará automáticamente, cortará el agua y la alarma cuando la máquina carezca de agua.
7. Estructura totalmente de acero inoxidable.

Modelo	BE-BoEstVap150C	BE-BoEstVap200C	BE-BoEstVap280C	BE-BoEstVap400C
Código SKU	B-01-29-0200-0200	B-01-29-0200-0201	B-01-29-0200-0202	B-01-29-0200-0203
cámara de esterilización	150L	200L	280L	400L
Volumen	φ440×850mm	φ515×1000mm	φ600 × 1000 mm	φ700 × 1100 mm
presión laboral	0.22MPa			
temperatura de trabajo	134 °C			
Ajuste de temperatura	40 °C - 134 °C			
Tiempo de esterilización	0-99 minutos			
tiempo de secado	0-99 minutos			
Promedio de calor	≤±2 °C			
Energía	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz	18KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830
Dimensión de transporte	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100
GW/NW	320/240 KG	350/260 KG	465/365 KG	530/420 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO