

## ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL BELL-ESVAPRE-P24L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Estructura de la puerta de apertura rápida de tipo volante.
- Luz indicadora del estado de funcionamiento.
- Manómetro de indicación de doble escala.
- Time alcance: 0 ~ 60min.
- Automaticamente apagado con pitido recordatorio después de la esterilización.
- Calefacción eléctrica.
- Fácil de operar, seguro y confiable.

**SKU:** B-01-29-0302-0302 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-EsVaPre-P18L	Bell-EsVaPre-P24L
Código SKU	B-01-29-0302-0301	B-01-29-0302-0302
Volumen de esterilización	18L (280*260m m)	24L (280*390m m)
Presión de trabajo	0.14-0.16MPa	
Temperatura de trabajo	126°C	
Rango de ajuste de temperatura	105°C-126°C	
Rango del temporizador	0-60min	
Presión de seguridad máx.	0.165Mpa	
Promedio de calor poder	≤±1°C	
dimensión	AC220V.50Hz / 2KW	410×410×630 mm
G. W / N. W	410×410×520 mm	20/18 KG
	18/16 KG	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO