

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA 17L, BELLAUTMES-17N-19



Esterilizador de vapor de sobremesa, BellAutMes-17N-19

Volumen de la cámara: 17L ($\varnothing 25 \times 35$ mm)

Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

SKU: B-01-19-0011 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave clase N, esteriliza instrumentos sólidos

Pantalla LCD, 2 programas de fácil operación a 121°C, 134°C

El proceso controlado por la pantalla LCD

Automáticamente la alimentación de agua y el exceso de agua y aire para ser drenado.

Técnicas de compensación de vapor.

Método de trabajo termodinámico con control de presión y temperatura de innovación.

Dispositivos de seguridad: Alarma de sobrecalentamiento, alarma de sobrepresión, alarma de bajo nivel de agua y sistema de bloqueo automático y de seguridad de la puerta.

Impresora térmica incorporada opcional

Tipo de clase: Clase N

Dimensiones de la cámara(mm)(ØxD): Ø 25X35

Capacidad de la cámara (litros): 17L

Tamaño total(cm)(LxAxAl): 48X56X43

Potencia de entrada: 1200W

Fuente de alimentación: 230V / 110V / 126V

Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

Tiempo de esterilización: Consulte los diferentes programas

Construcción del esterilizador: Acero inoxidable SUS#304

Bandeja de carga: 2pcs

Peso neto (KGS): 32

Peso bruto (KGS): 40

Tamaño del embalaje (cm): 63X60X50

Tamaño del mini escritorio (cm): 48X40

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO