

ESTERILIZADOR DENTAL DE SOBREMESA I - MARCA BELLTRONIC 8L CLASE B



Diseño de pequeña capacidad, es mas adecuado para los requisitos de la clínica, ahorrando espacio y con movilidad mas sencilla

- Capacidad / Volumen (L) . 2 / 8
- Peso bruto (kg) : 36 / 45

SKU: BellCarrEleAut-8LI | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador dental de sobremesa I

Características:

- Control por microordenador,
- Pantalla LCD, e interfaz de operación simple.
- Diseño nuevo con un tanque de agua que se abre en la parte superior, lo que hace que el lavado y la limpieza sean mucho más convenientes.
- Diseño de pequeña capacidad, es mas adecuado para los requisitos de la clínica, ahorrando espacio y con movilidad mas sencilla

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellCarrEleAut-2L	BellCarrEleAut-2LI	BellCarrEleAut-8L	BellCarrEleAut-8LI
Capacidad / Volumen (L)	2L	2L	8L	8L
Clase de esterilización	Clase N	Clase B	Clase N	Clase B
Temperatura de esterilización	121 °C, 134 °C			
Tamaño de la cámara (mm)	φ88 × 175	φ88 × 175	φ170 × 320	φ170 × 320
Material de la cámara	304 acero inoxidable médico			
Presión máxima de trabajo	0.25Mpa	0.25Mpa	0.25Mpa	0.25Mpa
Temperatura máxima de trabajo	145 °C	145 °C	145 °C	145 °C
Fuente de alimentación	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz			
Consumo de energía	1200w (1.2KW)	1200w (1.2KW)	1400w (1.4KW)	1200w (1.2KW)
Tamaño externo (mm)	350 * 280 * 360	350 * 280 * 360	540 * 370 * 360	540 * 370 * 360
Tamaño del embalaje (mm)	415 * 345 * 445	415 * 345 * 445	615 * 440 * 425	615 * 440 * 425

Peso bruto (kg)

36

36

45

45

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO