

ETIQUETA HUMBOLDT S/N PARA CAJAS



SKU: HS-200541 | **Categorías:** [Accesorios de medidores nucleares](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de producto



**HS-200541 Etiqueta
Humboldt S/N para casos HS-5001**

Etiqueta Humboldt S/N para cajas HS-5001

Matrícula de serie requerida para la caja del calibre Humboldt

Proporcione su medidor S / N, para que podamos estamparlo en la placa HS-200541 S / N. Para hacer esto, puede agregarlo a las instrucciones especiales al momento de la salida o enviarnos un correo electrónico a: his@humboldtmfg.com. Asegúrese de agregar su número de pedido al correo electrónico. Puede pedir etiquetas adicionales si es necesario.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO