

EVAPORADOR GIRATORIO (NUEVO DISEÑO) - MARCA BELLTRONIC



Características

- Matraz de evaporación con eyector, cómodo de quitar
- Pantalla: LCD
- Motor: Motor DC sin escobillas
- Poder: 1400 W
- Fuente de alimentación: AC110/220V \pm 10%, 50/60Hz
- Peso neto (kg): 15
- Peso Bruto (kg): 40

SKU: BellRotEvaPro-100 | **Categorías:** [Rotavapor](#) / [Evaporador Giratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas (Evaporador giratorio)

| | |
|--------------------------------|---|
| Modelo | BellRotEvaPro-100 |
| Botella giratoria | 1L(NS 29/32 or NS24/40) |
| Botella recolectora | 1L(KS 35/20) |
| Pantalla | LCD |
| Velocidad de rotación | 20~280rpm |
| Rango de temperatura | RT~180°C |
| Precisión de temperatura | ±1°C |
| Motor | De elevación |
| Altura del trazo | 150mm |
| Rango de tiempo | 1~999 min |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Poder | 1400 W |
| Rotación | Dirección reversible |
| Interfaz | USB |
| Consumo | 1400w |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño externo (W * D * H) | 465*457*583 mm |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 640*1100*650 mm |
| Peso neto | 15 kg |
| Peso bruto | 40kg |
| Accesorio estándar | Botella giratoria de 1L / Botella recolectora de 1L |
| Accesorio opcional | Bomba de vacío, Enfriador de recirculación |

COTECNO