

## EXTRACTOR DE MOLDES, 4 " -H-1348



**SKU:** H-1348 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T245](#), [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa con el comprobador de compresión para eliminar muestras de moldes de compactación de 4".

Peso de envío 2 lb (1 kg).

El Extractor de moldes, 4 " admite las siguientes normas: [ASTM D5581](#), [ASTM D6926](#), AASHTO T245

- [Normas](#)

[ASTM D5581](#)

[ASTM D6926](#)

AASHTO T245

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO