

## EXTRACTOR DE MUESTRAS PARA CELDAS TRIAXIALES HOEK



### Código del Producto

- MPT-1745** Extractor de Muestras para Celdas Triaxiales Hoek  
**MPT-1747** Conjunto de Adaptadores para Extracción de Especímenes BX, NX y HQ

El MPT-1745 Extractor de Muestras es usado para extrudir la muestra de roca de su “chaqueta” (cuerpo) mientras se evita vaciar la presión con el mecanismo de cremallera y piñón. Viene con adaptadores tipo BX y NX.

### Características del Producto:

- Adaptadores Tipo BX
- Adaptadores Tipo NX
- Adaptadores Tipo HQ

**Dimensiones** 470x220x200 mm  
**Peso (aprox.)** 13 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Rocas](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO