

## FRASCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA, 25ML - H-3385



### Botellas de gravedad específica (picnómetros)

Soporta los siguientes estándares: AASHTO T100

Frasco ajustado para pruebas comerciales rutinarias, equipado con tapón perforado rectificado. El diseño del tapón de ventilación capilar permite que el tapón se inserte a una profundidad fija en el cuello de la botella. Un pequeño orificio en el centro del tapón permite la emisión de aire y agua sobrante. El volumen de la botella se ha ajustado a 20°C.

**SKU:** H-3385 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Frascos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**H-3385**

Frasco de Gravedad Específica, 25ml

**H-3386**

Frasco de Gravedad Específica, 50ml

**H-3387**

Frasco de Gravedad Específica, 100ml

### Código del Producto

H-3385

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO