

## FRASCO ERLLENMEYER DE 1.000ML VENTILADO -H-4913.1M



**SKU:** H-4913.1M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco Erlenmeyer de 1.000ml Ventilado

Modelo ventilado. Los frascos de boca estrecha tienen una llanta de gran resistencia, graduaciones de volumen, una tubería y un punto mate para identificar temporalmente los contenidos.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO