

FRASCO RECEPTOR DE 1000ML



Especificaciones :

- Capacidad: 1000 ml
- Lengüeta de la manguera: 5/16 de pulgada (8 mm)
- Incremento graduado: 100 ml
- Drenaje: Sí
- Tapón: No.8 (opcional)
- Ventosa de fijación de silicona: Sí

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Material :

- Contenedor - vidrio de borosilicato
- Conector - PP

Información de pedido

- 167100-15 Frasco receptor con drenaje y ventosa de fijación de silicona

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO