

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2000 MM DE ANCHO



SKU: N / A | **Categorías:** [Fregadero de Acero Inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fregadero de Acero Inoxidable de 2000 mm de Ancho
[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Fregadero de acero inoxidable de 2000 mm de ancho
- Fregadero de acero inoxidable de 2000 mm de ancho, con dos lavabos a la derecha y encimera a la izquierda, con 3 cajones a la izquierda (H1 = 130 mm, H2 = 160 mm, H3 = 200 mm), cerrado, con puertas batientes.
- Dimensiones: (wxdxh) = 2000 x 700 x 850 mm

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO