

FREGADERO PARA ÁREA DE HIGIENE MÉDICA-800 A1



SKU: B-01-12-10-000101 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#), [Fregadero médico para lavado de manos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fregadero para área de higiene médica está fabricado en placa de acero inoxidable 304 de alta calidad, resistencia a la corrosión y resistencia a la corrosión intergranular. Tiene una piscina de lavado: único, doble, tres, cuatro. El modo de salida de agua incluye el tipo de inducción automática. También cuenta con pedal, calentador de agua eléctrico y cepillo de acero inoxidable que pueden ser facilitados por nuestro equipo técnico.

Este equipo se utiliza ampliamente en salas de operaciones, habitaciones estériles, laboratorios y otros lugares con altos requisitos de higiene. El virus se puede filtrar y la piscina de lavado de manos médico se puede dividir según sea el caso y necesidad. Este equipo es especial para el personal médico para lavarse las manos. Fabricado en acero inoxidable 304 de calidad excepcional. El cuerpo del depósito está diseñado ergonómicamente, es silencioso y a prueba de salpicaduras. Cumple con las normas de estándar internacional. El grifo garantiza limpieza y un caudal de 500uh, utilizando la membrana de ultrafiltración de 0,1um, todas las bacterias se pueden filtrar. Al mismo tiempo, adopta la ultrafiltración de doble columna, donde el módulo de filtro, con tecnología de retrolavado, puede utilizarse durante mucho tiempo.

Especificaciones Técnicas

Descripción	Posición	Dimensión - Persona	Tipo de salida de agua	Configuración	Modelos	SKU
Fregadero Espaldar bajo	Posición Única	800*600*1200-1	Grifo de latón, jabón de inducción, manguera		BellFreLaMed-800-A1	B-01-12-10-000101
	Dos posiciones	1200*600*1200-2			BellFreLaMed-1200-A2	B-01-12-10-000102
	Dos posiciones	1500*600*1200-2			BellFreLaMed-1500-A2	B-01-12-10-000103
	Tres posiciones	1500*600*1200-3			BellFreLaMed-1500-A3	B-01-12-10-000104
	Tres posiciones	1800*600*1200-3			BellFreLaMed-1800-A3	B-01-12-10-000105
	Cuatro Posiciones	2000*600*1200-4			BellFreLaMed-2000-A4	B-01-12-10-000106
	Cuatro Posiciones	2200*600*1200-4			Detección, control de pie, control de rodilla	BellFreLaMed-2200-A4
Fregadero Espaldar alto	Posición Única	800*600*1800-1	Grifo de cobre, sensor de jabón, manguera, espejo LED		BellFreLaMed-800-B1	B-01-12-10-000108
	Dos posiciones	1200*600*1800-2			BellFreLaMed-1200-B2	B-01-12-10-000109
	Dos posiciones	1500*600*1800-2			BellFreLaMed-1500-B2	B-01-12-10-000110
	Tres posiciones	1500*600*1800-3			BellFreLaMed-1500-B3	B-01-12-10-000111
	Tres posiciones	1800*600*1800-3			BellFreLaMed-1800-B3	B-01-12-10-000112
	Cuatro Posiciones	2000*600*1800-4			BellFreLaMed-2000-B4	B-01-12-10-000113
	Cuatro Posiciones	2200*600*1800-4			BellFreLaMed-2200-B4	B-01-12-10-000114

MEDICAL HAND WASHING SINK

**OPERATING ROOM MEDICAL
HAND WASHING SINK**

- ▶ Stainless steel
- ▶ Induction faucet
- ▶ Single- Person、 Double position、
Three position、 Four position



OUR STRENGTH



Accept
customization



Quality Service



Professional team



After-sales
Guarantee



Manufacturer's
Direct Hair

WIDELY USED



Laboratory



Aseptic room



Clean Room



Operation room



Canteen

PRODUCT INTRODUCTION





PRODUCT CLASSIFICATION



Single- Person



Double Person



Three Position



Four Person



PRODUCT DETAILS



Induction Soap Feeder

Induction faucet



Mirror front lamp



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO