


## FSF-CZ-BL CUBETA DE ELECTROFORESIS VERTICAL RAPID SSR



- La instalación de la placa de vidrio en sólo 15 segundos, y no necesita la perilla, rápido y conveniente.
- Con el gel que hace el dispositivo de la posición normal, no debe mover la placa de cristal del proceso de hacer el gel a la electroforesis.
- Con el núcleo interno de gel prefabricado, no afecta al funcionamiento de la fabricación de gel durante la electroforesis.
- Diseño de botón de apertura de la cubierta de seguridad, cómoda apertura de la cubierta.
- Diseño de botón de apertura de la cubierta de seguridad, cómoda apertura de la cubierta.
- Abundante tampón no sólo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene el valor de pH estable durante el proceso de experimento.
- Auto-swicch-off cuando se retira la tapa

**SKU:** B-01-29-0204-1700 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

| Modelo               | Código SKU        | Tamaño de la placa de vidrio (W * L) | Tamaño del gel (W * L) | Espesor del gel | Cantidad del peine | Volumen de muestra              | Requisito de búfer | Dimensión (L * W * H) | PESO NETO |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Bell-CubElecVer-3500 | B-01-29-0204-1700 | 216*220 mm                           | 186*205 mm             | 1,0 mm          | 1 ~ 2 (piezas)     | (1,0 mm)<br>25, 40, 52p<br>ozos | ~3500ml            | 280*140*250 (mm)      | 5.6 kg    |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO