

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INFLAMABLES (GABINETE A PRUEBA DE FUEGO) - MARCA BELLTRONIC



Modelo	BellArmProQui-4R	BellArmProQui-12R	BellArmProQui-22R	BellArmProQui-30R
Capacidad	4 galón (15L)	12 galón (45L)	22 galón (83L)	30 galón (114L)
Material	Doble capa anti-fuego de acero laminado en frío			
Estante ajustable	1 unid		3 unids	1 unid
Puerta	Solo/manual	Solo/manual	Solo/manual	Doble/manual
Tamaño externo (W * D * h) (mm)	430*430*560	590*460*890	600*460*1650	1090*460*1120
Tamaño del paquete (W * D * h) (mm)	480*480*590	650*520*1040	660*520*1800	1150*520*1270
G.w.	34 kg	60 kg	90 kg	100 kg

Modelo	BellArmProQui-45R	BellArmProQui-60R	BellArmProQui-90R
Capacidad	45 galón (170L)	60 galón (227L)	90 galón (340L)
Material	Doble capa anti-fuego de acero		
Estante ajustable	2 unids		
Puerta	Doble/manual	Doble/manual	Doble/manual
Tamaño externo (W * D * h) (mm)	1090*460*1650	860*860*1650	1090*860*1650
Tamaño del paquete (W * D * h) (mm)	1150*520*1800	920*920*1800	1150*920*1800

SKU: N / A | **Categorías:** [Gabinete de almacenamiento](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellArmProQui-4R	Capacidad: 4 galón (15L)	Any SKU / Modelo
	BellArmProQui-12R	Capacidad: 12 galón (45L)	Any SKU / Modelo
	BellArmProQui-22R	Capacidad: 22 galón (83L)	Any SKU / Modelo
	BellArmProQui-30R	Capacidad: 30 galón (114L)	Any SKU / Modelo
	BellArmProQui-45R	Capacidad: 45 galón (170L)	Any SKU / Modelo
	BellArmProQui-60R	Capacidad: 60 galón (227L)	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellArmProQui-90R	Capacidad: 90 galón (340L)	Any SKU / Modelo

COTECNO