

GALVANÓMETRO BELL-GALVANOMETRO-1



SKU: B-01-29-0901-0300 | Categorías: [Otros equipos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo

Bell-Galvanometro-1

B-01-29-0901-0300

Estos dispositivos de bajo coste están diseñados para su uso como unidades de sobremesa y disponen de unidades de bobinado giratorias, escalas de espejo y tomas de seguridad en tecnología de 4 mm.

Estos aparatos analógicos no requieren alimentación de tensión, por lo que su uso es duradero y económico

Código

En la gran escala de espejo analógica, los valores de medición respectivos pueden ser leídos cómodamente por el usuario o el estudiante

Tamaño compacto

Fácil manejo y trabajo estable

Poste de conexión o enchufe de seguridad

Tipo Galvanómetro

Alcance: $\pm 35\mu\text{A}$

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO