

#### **GRADILLA PARA TUBOS DE PRUEBA**



#### Características:

- Las clavijas enchufables maximizan la utilización del espacio del banco.
- Adecuado para varios tipos de tubos, viales y tapas.
- Las rejillas y clavijas de PP resistentes a químicos se pueden limpiar y esterilizar en autoclave fácilmente.
- Su imaginación infinita le permite poner todo lo que necesita en el estante

SKU: N / A | Categorías: Accesorios |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### Especificación:

• Matriz: 7 x 17

• Dimensión (mm): 230 x 100 x 65

### Información de pedido

• 197010-36 - Gradilla para tubos de ensayo, base blanca.

• 197010-36 -1 Soporte de tubo de ensayo, base azul.

#### **Descargas:**

• Descargar PDF



# INFORMACIÓN ADICIONAL