

## GUARDIAN 2000, PLACA CERÁMICA DE 7"X7", 115V 60HZ. - H-7535



### Guardian 2000, placas calefactoras de cerámica de 7"x7"

Las fiables placas calefactoras Guardian 2000™ de OHAUS son ideales para entornos educativos y otros entornos de laboratorio que requieren un calentamiento rápido asequible y diario de hasta 15 l. El OHAUS Guardian 2000™ ofrece un control de perilla simple para ajustar fácilmente las funciones de calefacción. La carcasa duradera incluye un soporte de varilla de soporte incorporado que acepta la varilla de soporte opcional.

#### Características únicas:

- Calentamiento rápido a un precio económico. Caliente de forma segura hasta 500 °C hasta 15 L con un control de perilla fácil de usar para un calentamiento diario simple y confiable en el laboratorio.
- Diseñado para durar: la robusta carcasa metálica tiene un diseño resistente a derrames para una larga vida útil en el laboratorio en condiciones adversas. La placa superior de cerámica lisa y resistente a los productos químicos es perfecta para facilitar la limpieza.
- La seguridad es de suma importancia: la prominente luz indicadora de la parte superior caliente se enciende cuando el calentador está por encima de 40 ° C, manteniendo al usuario final seguro durante todas las aplicaciones de calefacción.

**SKU:** H-7535 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Placas calefactoras ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-7535**

Guardian 2000, Placa Cerámica de 7"x7", 115V 60Hz.

### **H-7535.4F**

Guardian 2000, Placa Cerámica de 7"x7", 230V 50/60Hz.

## Código del Producto

H-7535

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO