

## HISOPO PARA BOTELLA DE REACTIVO



Hisopos para botellas de reactivo de 250 ml y 500 ml

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Código del Producto

BellHiz-BR250

BellHiz-BR500

### Detalles

Hisopo para botella de reactivo 250ml.

Hisopo para botella de reactivo 500ml.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO