

HISOPO PARA MATRAZ AFORADO DE 250ML, BELLHISOMATAF-250



Hisopo para matraz aforado / volumétrico marca Belltronic, para matraz de aforado de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

SKU: B-01-19-78-01-0134 | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopo para matraz aforado / volumétrico marca Belltronic, para matraz de aforado de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

Modelo	Código Sku	Detalles
BellHisoMatAf-50	B-01-19-78-01-0132	Hisopo para Matraz aforado de 50ml
BellHisoMatAf-100	B-01-19-78-01-0133	Hisopo para Matraz aforado de 100ml
BellHisoMatAf-250	B-01-19-78-01-0134	Hisopo para Matraz aforado de 250ml
BellHisoMatAf-500	B-01-19-78-01-0135	Hisopo para Matraz aforado de 500ml
BellHisoMatAf-1000	B-01-19-78-01-0136	Hisopo para Matraz aforado de 1000ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO