

HISOPO PARA MATRAZ AFORADO - HISOPO PARA MATRAZ VOLUMÉTRICO



Hisopo para matraz aforado / volumétrico marca Belltronic, para matraz de aforado de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto	Detalles
BellHisopo-MaVol100	Hisopo para matraz volumétrico de 100 ml.
BellHisopo-MaVol1000	Hisopo para matraz volumétrico de 1000 ml.
BellHisopo-MaVol250	Hisopo para matraz volumétrico de 250 ml.
BellHisopo-MaVol50	Hisopo para matraz volumétrico de 50 ml.
BellHisopo-MaVol500	Hisopo para matraz volumétrico de 500 ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO