

HISOPO PARA MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML, BELLHISOMATE-250



Modelo: BellHisoMatE-250

SKU: B-01-19-78-01-0130 | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopo para matraz erlenmeyer marca belltronic, para matraces de 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Código Modelo	Codigo SKU	Detalles
BellHisoMatE-100	B-01-19-78-01-0129	Hisopo para matraz erlenmeyer de 100 ml.
BellHisoMatE-250	B-01-19-78-01-0130	Hisopo para matraz erlenmeyer de 250 ml.
BellHisoMatE-500	B-01-19-78-01-0131	Hisopo para matraz erlenmeyer de 500 ml.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO