

HISOPO PARA MATRAZ ERLENMEYER



Hisopo para matraz erlenmeyer marca belltronic, para matraces de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto	Detalles
BellHisopo-MaEr100	Hisopo para matraz erlenmeyer de 100 ml.
BellHisopo-MaEr1000	Hisopo para matraz erlenmeyer de 1000 ml.
BellHisopo-MaEr250	Hisopo para matraz erlenmeyer de 250 ml.
BellHisopo-MaEr500	Hisopo para matraz erlenmeyer de 500 ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO