

HISOPO PARA MATRAZ FONDO REDONDO



SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellHisopo-MaFR1000		1000
	BellHisopo-MaFR250		250
	BellHisopo-MaFR500		500

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopo para matraz fondo redondo marca hisopo de 250 ml, 500 ml y 1000 ml

Código del Producto

BellHisopo-MaFR1000

BellHisopo-MaFR250

BellHisopo-MaFR500

Detalles

Hisopo para matraz fondo redondo de 1000 ml.

Hisopo para matraz fondo redondo de 250 ml.

Hisopo para matraz fondo redondo de 500 ml.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO