

HISOPO PARA PIPETA



SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellHiz-P10		10
	BellHiz-P2		2
	BellHiz-P5		5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto

BellHiz-P2
BellHiz-P5
BellHiz-P10

Detalles

Hisopo para pipeta de 2ml
Hisopo para pipeta de 5ml
Hisopo para pipeta de 10 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO