

HISOPO PARA TUBO DE ENSAYO MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Hisopos](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño
	BellHisopo-TubEnsGran		Grande
	BellHisopo-TubEnsMed		Mediano
	BellHisopo-TubEnsPequeño		Pequeño

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopos para tubos de ensayo marca modelos de hisopo para tubos de ensayo pequeños, medianos y grandes.

Código del Producto

BellHisopo-TubEnsGran
BellHisopo-TubEnsMed
BellHisopo-TubEnsPequeño

Detalles

Hisopo GRANDE para tubo de ensayo.
Hisopo MEDIANO para tubo de ensayo.
Hisopo PEQUEÑO para tubo de ensayo.

COTECNO

COTECNO