

## HISOPO PARA VASO PRECIPITADO



SKU: N / A | Categorías: [Hisopos](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellHiz-L100		100
	BellHiz-L1000		1000
	BellHiz-L250		250
	BellHiz-L500		500

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopo para vasos precipitados de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

<b>Código del Producto</b>	<b>Detalles</b>
BellHiz-L100	Hisopo para vasos precipitados de 100 ml
BellHiz-L250	Hisopo para vasos precipitados de 250 ml
BellHiz-L500	Hisopo para vasos precipitados de 500 ml
BellHiz-L1000	Hisopo para vasos precipitados de 1000 ml

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO